

# THD SURGY MINI



L'anoscopio THD SURGY MINI è un dispositivo medico **MONOUSO** indicato per l'analisi del canale ano-rettale.

L'anoscopio THD SURGY MINI è un dispositivo monouso pratico e leggero, a cui è possibile collegare una fonte luminosa esterna tramite lo specifico puntale a fibre ottiche (disponibile come accessorio). L'anoscopio THD SURGY MINI è pronto all'uso e non necessita di assemblaggi per l'utilizzo.

#### Vantaggi:

- possibilità di collegamento a fonte luminosa esterna
- non richiede una preparazione prima dell'uso
- elimina il rischio di contaminazione incrociata

#### SPECIFICHE

REF	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Finestra
800044	THD Surgy Mini	24 mm	122 mm	85x26 mm

N°Repertorio DM	Classificazione CND
425473	G02060301 - ANOSCOPI



# THD SURGY MINI

## Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Pronto all'uso
- Leggero (40g)
- Dispositivo CE di Classe I
- Confezionato singolarmente
- Latex Free



- Possibilità di collegamento a fonti luminose esterne
- Illuminazione diffusa

- Completamente monouso.
- Evita ogni rischio di contaminazione incrociata.



THD S.p.A. - via Industria, 1 - 42015 Correggio (RE) - Italy  
Tel: 0522634311 Fax: 0522693552 email: [sales@thdlab.com](mailto:sales@thdlab.com)

[www.thdlab.com](http://www.thdlab.com)