



# THD SURGY MAXI LED KIT

Ref.800184



THD Surgy MAXI LED Kit comprende 24 retrattori chirurgici THD Surgy Maxi Lightscope sterili e monouso, provvisti di fonte luminosa integrata a LED per avere una visione chiara e dettagliata della zona di ispezione, confezionati singolarmente in blister. THD Surgy MAXI LED Kit comprende inoltre 24 portaghi monouso non sterili in acciaio Inox e 24 confezioni di suture assorbibili (6 suture in ogni confezione). THD Surgy MAXI LED Kit è pronto all'uso, non necessita di altre attrezzature per l'utilizzo e rappresenta un'alternativa estremamente efficace per l'esecuzione di interventi di mucopessia.

REF 800184		THD SURGY MAXI LED KIT			N°RDM 118852	
CONTENUTO E SPECIFICHE						
Q.tà	Codice	Descrizione	Specifiche	N° RDM	Classe	CND
24	800125	THD Surgy Maxi Lightscope sterile	Larghezza: 28 mm Lunghezza: 122 mm Finestra: 85x28 mm	1402971	Is	G02060301
24	750002	Portaghi monouso Non Sterile	Portaghi in acciaio Inox	1563829	I	V9012
24	880000	Confezioni di suture	Ogni confezione include 6 suture assorbibili	51233	III	H010101020101

Dimensioni e Pesi		
Ref.	Denominazione	
800184	THD Surgy MAXI LED KIT	
	Dimensione:	54x27x65 cm
	Peso:	5,3 kg



THD S.p.A. - via Industria, 1 - 42015 Correggio (RE) - Italy  
Tel: 0522634311 Fax: 0522693552 email: sales@thdlab.com

[www.thdlab.com](http://www.thdlab.com)