



THD LIGHTSCOPE LED ANOSCOPIO STERILE



Utilizzo

L'anoscopio THD LightScope LED è un dispositivo medico MONOUSO e STERILE indicato per l'analisi del canale anale.

Descrizione Generale

L'anoscopio THD LightScope LED combina in unico dispositivo monouso pratico e leggero anoscopio ed una fonte luminosa integrata a LED, per avere una visione chiara e dettagliata della zona di ispezione.

L'anoscopio THD LightScope LED è pronto all'uso e non necessita di altre attrezzature per l'utilizzo.

Disponibile con estremità tronca o a becco di

flauto.

Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Autoilluminante con luce integrata nel dispositivo
- Disponibile con 2 diverse estremità (tronco o becco di flauto)
- Pronto all'uso
- Leggero (40 g)
- Dispositivo CE di classe Is
- Confezionato singolarmente
- Latex Free
- Sterilizzato a Ossido di Etilene



Vantaggi

- Non richiede una fonte luminosa aggiuntiva
- Non richiede preparazione prima dell'uso
- Dispositivo sterile
- Elimina il rischio di contaminazione incrociata

Caratteristiche dimensionali	
THD LIGHTSCOPE ANOSCOPIO LED STERILE	
Diametro (B)	25 mm
Lunghezza (A)	70 mm

THD LightScope Anoscopio LED Sterile				
TRONCO		FLAUTO		
Cod.	Q.tà	Denominazione	N° RDM	CND
800112 - 10	10	THD LightScope Ano Tronco LED Sterile	486150	G02060301
800113 - 10	10	THD LightScope Ano Flauto LED Sterile	486163	G02060301