



THD SENSYPROBE



THD SensyProbe è l'innovativa sonda monouso da utilizzare con il dispositivo Anopress per effettuare un esame di manometria anorettale THD.

THD SensyProbe consente la misurazione della pressione reale del tono sfinteriale medio nelle diverse attivazioni funzionali (tono basale, di squeeze e di strain). Inoltre, grazie alla presenza di un palloncino all'estremità della sonda e connessione tramite linea dedicata, THD SensyProbe permette l'analisi dei volumi dell'ampolla rettale e quindi la valutazione della sensibilità rettale e del riflesso inibitorio ano-rettale (tale rilevazione è possibile previa gonfiaggio del palloncino con accessorio dedicato THD SensyProbe Accessory).

La sonda THD SensyProbe non necessita di taratura in quanto questa avviene automaticamente all'avvio di ogni procedura con THD Anopress.

La sonda è dotata di un'impugnatura ergonomica e presenta una punta completamente atraumatica, garantendo il massimo comfort al personale medico e al paziente durante l'esame ed è stata dimensionata per riprodurre le condizioni che si presentano durante una normale esplorazione digitale.

Nella confezione è presente una Probe Card che consente la registrazione dell'esame.



Caratteristiche THD SensyProbe	
Diametro membrana	16 mm
Diametro palloncino	16 mm - 70 mm
Lunghezza sonda	165 mm (compreso il manico)
Lunghezza zona sensibile (membrana)	50 mm
Lunghezza linea	1000 mm x 2 linee
Peso	33 g
Connessione con Anopress	Luer Lock maschio
Connessione con SensyProbe Accessory	Luer Lock femmina

REF 800192		THD SENSYPROBE		N° RDM 142946	
Contenuto e Specifiche					
Q.tà	Cod	Descrizione	Specifiche	N° RDM	CND
15	710010	THD SensyProbe	THD SensyProbe	2557861	G02060305
15	750032	THD SensyProbe Accessory	Siringa + rubinetto 3 vie	2214830	A0280