



SPON ANAL



Utilisation

Spon-Anal est une éponge hémostatique résorbable stérile, fabriquée à partir de gélatine neutre extrêmement pure, obtenue à partir de collagène.

Description générale

Ce dispositif est utilisé dans le cadre de chirurgies anorectales où l'hémostase traditionnelle est impraticable ou difficile, ou lorsque l'utilisation d'autres matériaux non absorbants n'est pas appropriée.

Spon-Anal absorbe environ 40/50 fois son poids en eau et adhère facilement au site de saignement. La porosité uniforme de l'éponge garantit une hémostase efficace.



Caractéristiques techniques

Diamètre	30 mm
Longueur	80 mm

Conditionnement

Réf.	Qté	Désignation
800050-20	20	Spon Anal