



## SPON ANAL



### Utilisation

Spon-Anal est une éponge hémostatique résorbable stérile, fabriquée à partir de gélatine neutre extrêmement pure, obtenue à partir de collagène.

### Description générale

Ce dispositif est utilisé dans le cadre de chirurgies anorectales où l'hémostase traditionnelle est impraticable ou difficile, ou lorsque l'utilisation d'autres matériaux non absorbants n'est pas appropriée.

Spon-Anal absorbe environ 40/50 fois son poids en eau et adhère facilement au site de saignement. La porosité uniforme de l'éponge garantit une hémostase efficace.



### Caractéristiques techniques

Diamètre	30 mm
Longueur	80 mm

### Conditionnement

Réf.	Qté	Désignation
800050-20	20	Spon Anal