




ANUSCOPE DE DIAGNOSTIC THD

STÉRILE, À USAGE UNIQUE



Utilisation

La gamme d'anuscopes de diagnostic stériles THD Diagnostic Line se compose d'un large choix de dispositifs, disponibles dans différents diamètres et avec différentes ouvertures, pour répondre aux besoins cliniques et pathologiques des services d'anoscopie en milieu ambulatoire et opératoire.

Description générale

L'anuscope est fabriqué en thermoplastique médical, transparent et résistant aux chocs.

L'anuscope peut être utilisé avec les sources de lumière THD LED2000 et THD REVOLUTION (fonction

illuminateur) ou avec un illuminateur de salle. Grâce à sa tête lumineuse à fibres optiques, disponible comme accessoire, il assure un éclairage efficace du site d'intervention étant donné que la lumière est directement dirigée vers l'extrémité.

Chaque anoscope, avec son introducteur, est conditionné individuellement dans un double sachet stérile.

Caractéristiques

- Fabriqué en polycarbonate de qualité médicale
- Conforme aux exigences de biocompatibilité établies par la norme ISO 10993
- Profil d'insertion non traumatique
- Prêt à l'emploi
- Dispositif CE de Classe Is
- Conditionné individuellement dans des sachets en polyéthylène contenus dans une boîte pratique « Gravity Feed »
- Sans latex
- Gamme complète de diamètres, longueurs et têtes
- Diamètre rapidement identifiable par la couleur du manche
- Compatible avec les illuminateurs THD LED2000 et THD REVOLUTION




Fiche technique

RÉF. 800011 RÉF. 800012
 RÉF. 800014 RÉF. 800015
 RÉF. 800017 RÉF. 800018

FR

- Stérile
- Adaptable à d'autres sources lumineuses



		Pédiatrique	Moyen	Grand
Couleur manche		Orange	Bleu	Vert
d	Diamètre interne	12 mm	19 mm	23 mm
D	Diamètre externe	15 mm	22 mm	26 mm
L	Longueur totale	65 mm	90 mm	90 mm

THD Anuscope de diagnostic STÉRILE à usage unique		
TRONQUÉ		BISEAUTÉ
Code	Qté	Désignation
800011 - 90	90	Anuscope pédiatrique tronqué stérile
800012 - 90	90	Anuscope pédiatrique biseauté stérile
800014 - 45	45	Anuscope moyen tronqué stérile
800015 - 45	45	Anuscope moyen biseauté stérile
800017 - 45	45	Anuscope grand tronqué stérile
800018 - 45	45	Anuscope grand biseauté stérile