



THD N-ANO



Utilisation

L'anuscope THD N-ano est un dispositif médical à USAGE UNIQUE indiqué pour l'analyse du canal ano-rectal.

Description générale

L'anuscope THD N-ano allie, dans un seul dispositif à usage unique, un anoscope pratique et léger et une puissante source lumineuse à LED pour une visualisation claire et détaillée de la zone d'inspection.

L'anuscope THD N-ano est prêt à l'emploi et s'utilise seul sans besoin d'autre équipement.

La source lumineuse s'active simplement en tirant une languette.

Caractéristiques

- Fabriqué en polycarbonate de qualité médicale
- Conforme aux exigences de biocompatibilité établies par la norme ISO 10993
- Lumineux avec système d'éclairage intégré
- Profil d'insertion atraumatique
- Extrêmement compact
- Prêt à l'emploi
- Léger (40 g)





Fiche Technique

RÉF. 800040

RÉF. 800134

RÉF. 800165


RÉF. 800166

FR

- Dispositif CE de Classe I
- Emballage individuel
- Sans latex

Avantages :

- pas besoin d'un éclairage supplémentaire
- pas besoin de préparation avant l'emploi
- aucun risque de contamination croisée
- faible encombrement, manipulation facile
- mini-invasif, atraumatique



		N-ano	N-ano MAXI
d	Diamètre interne	18,5 mm	22,5 mm
D	Diamètre externe	21,7 mm	25,8 mm
L	Longueur utile	65 mm	72 mm
Lf	Longueur biseauté	52 mm	47 mm
Lmax	Longueur dispositif	91 mm	91 mm



Au terme de l'utilisation, éliminer le rectoscope THD Light-Scope doté de LED comme déchet hospitalier conformément aux lois en vigueur.



Dans le cas où le rectoscope THD Light-Scope doté de LED devrait être éliminé avant utilisation (par exemple si la date de péremption est dépassée ou en cas de dommage), ne pas l'éliminer avec les déchets ordinaires. Le dispositif contient des composants électriques.

THD N-ano	
TRONQUÉ	BISEAUTÉ



Fiche Technique


RÉF. 800040

RÉF. 800134

RÉF. 800165

RÉF. 800166

FR



Code	Qté	Trade Name	Dénomination
800040 - 50	50	THD N-ANO (TR)	Anuscope N-Ano tronqué
800134 - 25	25	THD N-ANO (BE)	Anuscope N-Ano biseauté
800134 - 50	50	THD N-ANO (BE)	Anuscope N-Ano biseauté
800165 - 50	50	THD Maxi N-Ano (TR)	Anuscope N-Ano MAXI tronqué
800166 - 25	25	THD Maxi N-Ano (BE)	Anuscope N-Ano MAXI biseauté
800166 - 50	50	THD Maxi N-Ano (BE)	Anuscope N-Ano MAXI biseauté