



THD PRESSPROBE



THD PressProbe est l'innovante sonde jetable à utiliser avec le dispositif Anopress pour effectuer un examen de manométrie THD.

La sonde permet de mesurer la pression réelle du tonus sphinctérien moyen lors des différentes activités (tonus basal, compression et effort).

La sonde THD PressProbe doit être utilisée exclusivement avec le dispositif Anopress.

La sonde THD PressProbe ne nécessite aucun calibrage, celui étant effectué automatiquement au démarrage de chaque procédure.

La sonde est dotée d'une poignée ergonomique et présente une pointe 100% atraumatique, garantissant de la sorte le confort maximal du personnel soignant et du patient pendant l'examen ; elle est dimensionnée pour reproduire les conditions d'une exploration digitale normale.

L'emballage contient une Probe Card qui permet l'activation de l'examen.



Caractéristiques de la sonde	
Diamètre sonde	16 mm
Longueur sonde	165 mm (poignée comprise)
Longueur zone sensible	50 mm
Longueur ligne	1000 mm
Poids	23 g
Connexion avec Anopress	Connecteur Luer Lock mâle

THD PressProbe – THD PressKit*			
Code	Dénomination	Qté	Description
800147	THD PRESSPROBE (BOX)	10	Sonde pour manométrie anale sous boîte
800150	THD PRESSPROBE (ENV)	50	Sonde pour manométrie anale sous sachet

*voir les codes de la fiche technique 800040, 800134, 800165 et 800166

DISPOSITIFS CONNECTÉS		
Code	Dénomination	Description
800140	THD ANOPRESS	Dispositif pour la manométrie ano-rectale
800198	THD PROCTOSTATION	Plate-forme proctologique intégrée
800194	THD PROCTO MOBILE	Plate-forme proctologique portative