




ANUSCOPE STÉRILE THD LIGHTSCOPE



Utilisation

L'anuscope THD LightScope est un dispositif médical à USAGE UNIQUE et STÉRILE indiqué pour l'analyse du canal anal.

Description générale

L'anuscope THD LightScope peut être utilisé avec la tête lumineuse spéciale à fibres optiques THD Réf. 880004/880012.

L'anuscope THD LightScope est spécialement conçu pour être utilisé avec la tête à fibres optiques THD et intègre une extrémité opaque pour réfléchir la lumière et

avoir une vue claire et détaillée de la zone d'inspection.

Disponible avec extrémité tronquée ou biseautée.

Caractéristiques

- Fabriqué en polycarbonate de qualité médicale
- Conforme aux exigences de biocompatibilité établies par la norme ISO 10993
- Fourni avec introducteur
- Disponible avec 2 types d'extrémités (tronquée ou biseautée)
- Prêt à l'emploi
- Léger (40 g)
- Dispositif CE de Classe Is
- Emballage individuel
- Sans latex
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Avantages

- Éclairage efficace
- Compatible avec la tête THD (Réf. 880004/880012)
- Dispositif stérile

| Dimensions | |
|---------------------------------|-------|
| ANUSCOPE STÉRILE THD LIGHTSCOPE | |
| | |
| Diamètre (B) | 25 mm |
| Longueur (A) | 70 mm |

| Anuscope stérile THD LightScope | | |
|---------------------------------|-----|--|
| TRONQUÉ | | BISEAUTÉ |
| | | |
| Code | Qté | Désignation |
| 800115 – 10 | 10 | Anuscope stérile tronqué THD LightScope |
| 800114 - 10 | 10 | Anuscope stérile biseauté THD LightScope |