



# THD SLIDE ONE FAST

THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE	THD SUTURE	THD BLOCK
			

## Utilisation

THD Slide One Fast est un kit spécialement conçu pour une utilisation immédiate avec le dispositif de désartérialisation THD Revolution.

## Description générale

THD Slide est un anoscope/proctoscope spécialement conçu pour une meilleure utilisation de la procédure THD dans le traitement des grades supérieurs de la pathologie hémorroïdaire. La forme particulière de l'anoscope/proctoscope Slide, avec son chariot extractible, permet d'effectuer la ligature et la résolution du prolapsus avec un seul instrument, ce qui réduit l'inconfort pour le patient et accélère la procédure. L'anoscope/proctoscope THD Slide est fabriqué dans une matière plastique médicale transparente pour permettre, avec l'utilisation d'une pointe en fibre optique modelé, un éclairage parfait du champ opératoire. L'anoscope/proctoscope THD Slide spécifique est spécialement conçu pour donner la tension correcte à la cavité anale pendant la chirurgie et possède un logement spécial pour le porte-aiguille THD. La sonde Doppler fournie est insérée dans l'anoscope/proctoscope et est en contact direct avec la muqueuse pour une identification précise des artères hémorroïdales.

La boîte THD Slide One Fast comporte:

- 10 kits de lamelles THD jetables sous blister stérile pour une utilisation immédiate
- 10 sondes doppler jetables sous blister stérile pour une utilisation immédiate
- 10 paquets de sutures THD (6 sutures chacun): sutures chirurgicales résorbables ; (2-0) aiguille 5/8 - 26.5 mm
- 10 paquets de THD Block (3 sutures chacun): sutures chirurgicales résorbables avec système autobloquant, unidirectionnelles avec système d'arrêt final ; aiguille (2-0) 1/2 cercle - 30 mm



- 10 tampons anaux hémostatiques Spon Anal

Dimensions	
THD SLIDE	
Dimension interne	27x19 mm
Dimension externe	33x23 mm
Longueur d'opération	100 mm
Fenêtre opératoire (variable)	30x10 mm minimum
Longueur totale	172 mm
Longueur de la poignée	105 mm

THD Slide One Fast				
RÉF	Q.té	Description	Classe de risque	EMDN
800280-10	10	THD Slide One Fast	-	Z12020604
<i>includ</i>	71000 4	10	THD Slide (stérile) - avec 1 proctoscope avec chariot, 1 poussoir, 1 porte-aiguille jetable	Z12020604
<i>includ</i>	80006	10	Sonde Doppler jeteable (stérile)	Z12059005
<i>includ</i>	80005	10	Scrofolon Anal (stériles)	H0101010301
<i>includ</i>	88005	10	THD Block (3 sutures - stériles)	M040503
<i>includ</i>	88000	10	Paquet de sutures (6 sutures - stériles)*	H0101010201
<i>ou</i>				
<i>includ</i>	88000	10	Paquet de sutures (6 sutures - stériles)**	H0101010201

\*KIT Contenant suture Truglyde

\*\*KIT Contenant suture Assuffil

Dispositifs associés		
RÉF	Q.té	Description
800133	1	THD REVOLUTION