



# THD PROCTOMOBILE

**THD ProctoMobile** est une station portative de proctologie qui permet au proctologue de disposer d'un système diagnostique unique, modulaire et extensible pour la réalisation des principaux examens diagnostiques, tels que la **manométrie ano-rectale**, l'**échographie transanale**, l'**anuscopie haute résolution**.



La station comprend :

1) **THD ProctoSoftware**

LOGICIEL DE PROCTOLOGIE INTÉGRÉ

comprenant :



- module de gestion des utilisateurs
- module de base de données patients
- module d'anuscopie haute résolution (agrandissement jusqu'à 28.5 fois)
- module d'échographie transanale bidimensionnelle
- module de manométrie ano-rectale
- module de reporting
- THD ProctoSoftware est un dispositif médical de Classe IIA certifié CE 1936

2) **Matériel dédié** composé d'un ordinateur portable tout-en-un avec :

- écran 17" (1920x1080), disque SSD 256 Go, LAN Wireless GigaByte Ethernet, Windows 10 Professional.

3) **Transformateur d'isolement (880027)** - Ce type de transformateur réduit le courant de fuite pour la sécurité des patients. *Certification TÜV : EN60601-1/:2006-3rd; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1:2005; IEC 60601-1-2:2007 ; TÜV-SÜD - NRTL C + US.*



Caractéristiques dimensionnelles ProctoMobile			
Ordinateur portable THD ProctoMobile		Transformateur d'isolement	
Hauteur (PC fermé)	23 mm	Hauteur	85 mm
Largeur frontale	410 mm	Largeur	150 mm
Profondeur	280 mm	Longueur	240 mm
Poids (sans emballage)	2,5 kg	Poids (sans emballage)	4,5 kg
			

Caractéristiques fonctionnelles	
Ordinateur (processeur)	PC portable (Intel Core i5)
Mémoire	8 Go
Système d'exploitation	MS Windows 10
Disque dur	SSD 256 Go
Écran	17,3" - FULL HD UWVA 16:9 (1920x1080)
Carte graphique	Nvidia GeForce
Ports	1 USB 2.0 (alimenté), 2 USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-C (port d'écran), 1 HDMI et 1 VGA, 1 connecteur combo casque/microphone
Connexion	LAN Gigabyte Ethernet 10/100/1000 - Wireless LAN 802.11 b/g/n
Alimentation	110 V/240 V – 50/60 Hz
Accessoires	Clavier et souris sans fil
Agrandissement maximum	28,5 fois

Accessoires			
RÉF.	Dénomination	Description	Connexion
800227	THD HRA CAMERA 2.0	Caméra USB haute définition	USB 2
800179	THD EAUS PROBE 12 MHZ	Sonde échographique transanale 12 MHz	USB 2
800140	THD ANOPRESS	Dispositif pour la manométrie ano-rectale	Bluetooth

Accessoires pour THD ProctoMobile				
RÉF.	Dénomination	Qté	Description	Emballage
800191	THD LIGHT-SCOPE PROCTO HRA	10	Anuscope HRA Light-Scope	À usage unique Non stérile
800144	THD PRESSPROBE (ENV)	50	Sonde pour manométrie anale	
800145	THD PRESSPROBE KIT (TR ENV)	25		
800146	THD PRESSPROBE KIT (FL ENV)	25		
800192	THD SENSYPROBE	15	Sonde pour manométrie ano-rectale	

THD PROCTOMOBILE		
Qté	Code	Description
1	800194	THD PROCTOMOBILE