



ASPIRATEUR DE FUMÉES THD SE02-220



Utilisation

Le Bovie Smoke Shark II est un aspirateur de fumées destiné à la réduction des risques lors de l'utilisation de bistouris électriques en chirurgie. En effet, il élimine de la zone opératoire la fumée chirurgicale potentiellement nocive en émettant de l'air non contaminé pendant l'opération.

Description générale

Le Bovie Smoke Shark II est un aspirateur de fumées extrêmement léger, silencieux et compact qui offre 3 possibilités de raccordement pour une flexibilité maximale. Un indicateur de niveau sur le panneau avant permet un contrôle rapide de la durée résiduelle du filtre. Le Smoke Shark II dispose également de boutons de réglage de la puissance d'aspiration, avec indicateur LED des réglages effectués. La pédale incluse facilite l'activation de l'aspiration « sans les mains ». Pour améliorer encore les résultats, utiliser avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206).

Données techniques	
Hauteur	15,2 cm
Largeur	27,9 cm
Profondeur	39,4 cm
Poids	4,3 kg
Tension d'alimentation	240 VAC
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Niveau de bruit	≥ 55 dBA



ASPIRATEUR DE FUMÉES THD SE02-220 : ACCESSOIRES



FILTRE DE RECHANGE THD SF35 HR RÉF. 800200

Le filtre de rechange 35 Hr est un filtre à 4 stades conçu pour filtrer les aérosols, les particules et les micro-organismes de 0,1-0,2 microns avec une efficacité de 99,99 %. Un filtre à charbon assure l'élimination et l'absorption des odeurs et des gaz toxiques. Grâce à ses 3 ports de branchement différents, il s'adapte à des tuyaux de différentes tailles. Le dispositif est vendu séparément.



THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK RÉF. 800200

Le dispositif EZLINK Remote Activator permet l'activation automatique de l'aspirateur de fumées Smoke Shark II lorsqu'il est raccordé à l'Electrosurgical Unit (800182) ou au High Frequency Desiccator (800231). Il est possible de régler un délai de 0 à 10 secondes après la désactivation du bistouri électrique pour assurer l'évacuation des fumées résiduelles. Le dispositif est vendu séparément.

ASPIRATEUR DE FUMÉES THD SE02-220		
Code	Qté	Description
800181	1	ASPIRATEUR DE FUMÉES THD SE02-220
800200	1	FILTRE DE RECHANGE THD SF35 HR
800201	1	THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK