



Fiche technique

REF 800216 RÉF 800218
RÉF 800219 RÉF 800224
RÉF 800217 RÉF 800222
RÉF 800220 RÉF 800223

FR

TÊTES THD FUSION FLEX 6"

THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM

RÉF 8002216



La tête Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 3mm Ball est utilisée pour fermer les vaisseaux sanguins lors d'une intervention chirurgicale par coagulation électrothermique. Cette tête est également utilisée pour le traitement de la dysplasie anale en anoscopie à haute résolution (HRA). Cette tête flexible permet à l'utilisateur d'atteindre un nombre pratiquement infini d'angles pendant le traitement. La fumée nocive est aspirée par la pointe de l'électrode. Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212). Pour de meilleurs résultats, utiliser avec le proctoscope THD LightScope HRA (800191) et plier la tête à l'angle souhaité à environ 2 cm de la pièce à main. Toujours activer l'aspirateur de fumées pendant le traitement pour assurer une visibilité et une sécurité maximales.

THD 14-1066 FLEX 6" BLADE

RÉF 800219



La Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Blade est une tête revêtue de Teflon avec une lame en acier inoxydable utilisée pour l'ablation des lésions pendant l'anoscopie haute résolution (HRA) et pour les traitements par électrisation électrochirurgicale. Cette tête flexible permet à l'utilisateur d'atteindre un nombre pratiquement infini d'angles pendant le traitement. La fumée chirurgicale potentiellement nocive est aspirée par la pointe de l'électrode. Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212). Pour de meilleurs résultats, utiliser avec le proctoscope THD LightScope HRA (800191) et plier la tête à l'angle souhaité à environ 2 cm de la pièce à main. Toujours activer l'aspirateur de



fumées pendant le traitement pour assurer une visibilité et une sécurité maximales.

THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM RÉF 800217



La tête Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 5mm Ball est utilisée pour fermer les gros vaisseaux sanguins lors d'une intervention chirurgicale par coagulation électrothermique. Cette tête peut être utilisée pour le traitement de cas plus étendus de dysplasie anale en anoscopie à haute résolution (HRA). Cette tête flexible permet aux utilisateurs d'atteindre un nombre pratiquement infini d'angles pendant le traitement. La fumée chirurgicale potentiellement nocive est aspirée par la pointe de l'électrode. Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212). Pour de meilleurs résultats, utiliser avec le proctoscope THD LightScope HRA (800191) et plier la tête à l'angle souhaité à environ 2 cm de la pièce à main. Toujours activer l'aspirateur de fumées pendant le traitement pour assurer une visibilité et une sécurité maximales.

THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP RÉF 800220



Le Smoke-Evac Fusion 6" Flexible Suction Coag Tip est une tête revêtue de téflon utilisée pour aspirer la fumée et les liquides lors de la fermeture des vaisseaux sanguins de manière à obtenir une hémostase plus rapide. Cette tête flexible permet aux utilisateurs d'atteindre un nombre pratiquement infini d'angles pendant le traitement. La fumée chirurgicale potentiellement nocive est aspirée par la pointe de l'électrode. Lors de l'utilisation d'un générateur électrochirurgical, cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) et le Tissue Catch Tubing Kit (800208). Il est conseillé de l'utiliser avec le proctoscope THD LightScope HRA (800191).

**THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP**
RÉF 800218

Le Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Needle Tip est utilisé pour l'ablation des condylomes lors des procédures d'anuscopie haute résolution (HRA). La pointe fine permet de couper les tissus même pendant l'utilisation avec le dessiccateur haute fréquence (800231). Cette tête flexible permet aux utilisateurs d'atteindre un nombre pratiquement infini d'angles pendant le traitement. La fumée chirurgicale potentiellement nocive est aspirée par la pointe de l'électrode. Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212). Pour de meilleurs résultats, utiliser avec le proctoscope THD LightScope HRA (800191) et plier la tête à l'angle souhaité à environ 2 cm de la pièce à main. Toujours activer l'aspirateur de fumées pendant le traitement pour assurer une visibilité et une sécurité maximales.

TÊTES THD FUSION FLEX 6"		
Code	Qté	Désignation
800216	1	THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM
800219	1	THD 14-1066 FLEX 6" BLADE
800217	1	THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM
800220	1	THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP
800218	1	THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP

DISPOSITIFS ASSOCIES		
Code	Qté	Désignation
800181	1	ASPIRATEUR DE FUMÉES THD SE02-220
800231	1	DESSICATEUR HAUTE FRÉQUENCE THD DERM A942
800182	1	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)



Fiche technique

REF 800216

RÉF 800219

RÉF 800217

RÉF 800220

RÉF 800218

RÉF 800224

RÉF 800222

RÉF 800223

FR

TÊTES THD FUSION 2"

THD 14-1022 FUSION 2" BALL 5MM

RÉF 800224



La tête Smoke-Evac Fusion 2" 5mm Ball Tip est utilisée pour fermer les gros vaisseaux sanguins dans les traitements périnéaux par coagulation électrothermique. Cette tête peut être utilisée pour le traitement de cas plus étendus de dysplasie périnéale en présence d'une grande quantité de sang en anoscopie à haute résolution (HRA). La fumée chirurgicale potentiellement nocive est aspirée par la pointe de l'électrode. Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212).

THD 14-1002PA FUSION 2" PLASTIC BLADE

RÉF 800222



Lo Smoke-Evac Fusion 2" Plastic Blade est une tête revêtue de Teflon avec une lame en acier inoxydable utilisée pour l'ablation des lésions périnéales pendant l'anoscopie haute résolution (HRA) par électrisation électrochirurgicale. Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212).



Fiche technique

REF 800216 RÉF 800218
RÉF 800219 RÉF 800224
RÉF 800217 RÉF 800222
RÉF 800220 RÉF 800223

FR



THD 14-1012 FUSION 2'' NEEDLE TIP RÉF 800223

La tête Smoke-Evac Fusion 2'' Needle Tip est utilisée pour l'ablation des condylomes externes en anoscopie haute résolution (HRA). La pointe fine permet de couper le tissu même pendant l'utilisation avec le dessiccateur haute fréquence (800231). Si des résidus de tissus brûlés s'accumulent, les nettoyer avec une compresse humide. Cette tête doit être utilisée avec la pièce à main Smoke-Evac Fusion (800206) ou un tubing kit prévu à cet effet (800212).

TÊTES THD FUSION 2''		
Code	Qté	Désignation
800224	1	THD 14-1022 FUSION 2'' BALL 5MM
800222	1	THD 14-1002PA FUSION 2'' PLASTIC BLADE
800223	1	THD 14-1012 FUSION 2'' NEEDLE TIP

DISPOSITIFS ASSOCIES		
Code	Qté	Désignation
800181	1	ASPIRATEUR DE FUMÉES THD SE02-220
800231	1	DESSICATEUR HAUTE FRÉQUENCE THD DERM A942
800182	1	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)